

# CHIP ANTI-TABAC

## PHY-LAMBDA TECHNOLOGY®


### INFORMATION ET MODE D'EMPLOI

Avec l'aide du CHIP ANTI-TABAC vous pouvez arrêter votre envie de fumer. Collez simplement le CHIP ANTI-TABAC sur votre corps comme indiqué sur le graphique n° 1. C'est déjà tout. Tout le reste fonctionne tout seul.

#### Comment utiliser le CHIP ANTI-TABAC:

Appliquez le CHIP ANTI-TABAC sur l'extrémité du sternum (voir graphique)

La stimulation de ce point par le CHIP ANTI-TABAC apaise le système nerveux végétatif. Le CHIP reste collé 3 à 4 jours sur le corps avant d'être renouvelé. Il faut cependant changer le CHIP plus tôt si la partie adhésive ne tient plus.



#### Avantage : les effets

Le CHIP ANTI-TABAC n'est comparable à rien d'autre, car il a été traité avec une nouvelle technologie pionnière. Une information anti-tabac ciblée et ineffaçable a été gravée sur un chip magnétique médical. Celle-ci est lue par votre corps subtil (aura). Le CHIP ANTI-TABAC transporte cette information à l'instance métapsychique de votre corps (niveau dit Lambda) où elle est capable de réparer troubles et améliorer et réguler la situation globale d'addiction. L'ensemble de votre organisme est modifié de sorte, à ce que vous perdiez l'envie de fumer.

#### Aucune influence négative sur l'organisme

Le CHIP ANTI-TABAC développe ses effets grâce à l'information anti-tabac qui y est gravée. Ainsi vous n'apportez aucune substance chimique, bio-chimique ou néfaste à votre corps, qui lui imposent souvent des réactions irrespectueuses de sa propre situation énergétique.

#### Tolérance

Le CHIP ANTI-TABAC peut être utilisé sans problème parallèlement à la prise de médicaments et indépendamment de la situation physique. Ne pas utiliser avec un pace-maker (stimulateur cardiaque).

#### Effets secondaires

Le CHIP ANTI-TABAC ne présente aucun effet secondaire, même pas au niveau du corps subtil, car les informations reçues communiquent avec le corps de manière à laisser au corps l'usage intelligent qu'il veut en faire.

#### Efficacité de l'information bioénergétique anti tabac gravée

L'information gravée est efficace dans tous les cas. L'efficacité du CHIP ANTI-TABAC est garantie sans perte jusqu'à 4 jours. Il est cependant recommandé de changer le CHIP ANTI-TABAC au bout de 4 jours par mesure d'hygiène.

Vous pouvez utiliser la méthode du CHIP ANTI-TABAC pendant 3 mois sans problèmes. Par la suite, une interruption d'une semaine est conseillée.

#### Résultats positifs

Vous verrez, votre envie de fumer est atténuée, le désir de cigarette disparaît. Le CHIP ANTI-TABAC est tout de suite efficace. Selon votre stature, l'organisme a besoin d'une période d'adaptation pouvant aller jusqu'à 4 semaines pour montrer toute son efficacité.

#### Quelques consignes utiles

Dès que vous avez envie d'une cigarette, vous appuyez deux à trois fois sur le chip collé sur votre corps. L'envie de cigarette se dissipe immédiatement. Vous atteindrez un résultat supplémentaire si vous n'avez pas de cigarettes, ni briquet ni allumettes sur vous. Evitez également que des collègues ou autre relation de votre entourage fument en votre présence. Refusez catégoriquement toute proposition de cigarette. Faites disparaître tout cendrier. Lorsque vous avez envie de fumer sortez à l'air frais. N'essayez pas d'utiliser votre volonté en vous attachant aux réflexions « Je ne veux plus fumer ». Suggérez vous plutôt « la cigarette m'est indifférente » ou « je peux me passer facilement de la cigarette ».

Nous vous souhaitons un grand succès et pour que vous arrêtiez immédiatement de fumer.

**108,00 €** (lot de 20 chips)